


技工指示書

【デジタル印象体】

Mail : info@harkindo.jp FAX : 04-2968-3731

ご依頼日	年	月	日	※塗りつぶし内は必須項目です。
納品希望日	年	月	日	
フリガナ				
患者様名				様
医院名 貴社名			ご担当者	
			様	様
ご住所 (ご請求先)	〒			
MAIL(納品先)				
TEL			FAX	
印象体	<input type="checkbox"/> ノーマルタイプ	<input type="checkbox"/> トリプルレタイプ	<input type="checkbox"/> インプラントタイプ	<input type="checkbox"/> 対合
インプラントシステム			サイズ	

作成範囲を○等で囲い指示して下さい。



※ノーマルタイプまたはインプラントタイプの場合、対合模型データが必要な場合は、同一の指示書に範囲指定してご発注下さい。

指示事項など	
--------	--

※各インプラントシステムに対応するスキャンボディ、ピックアップデバイス、チタンベースの注文はHARKINDOの通販サイトより行って下さい。

対応インプラントシステム

京セラ

FINESIA Bone Level プラットフォーム：NP RP WP
 FINESIA Tissue Level プラットフォーム：RP WP
 FINESIA SPRINT Abutment

ストロマン

Bone Level プラットフォーム：NC RC
 Tissue Level プラットフォーム：RN WN
 BLX プラットフォーム：RB

ノーベルバイオケア


マルチユニット・アバットメント
 ノーベルアクティブ プラットフォーム：RP

インプラテックス (準備中)

LegacySystem プラットフォーム：3.0 3.5 4.5
 InterActive プラットフォーム：3.0 3.4

S 納期について

ご発注日**当日 13 時まで**に技工指示書及びスキャンデータをお預りした場合、翌営業日 13 時まで作成したデザインデータをご指定頂くメールアドレスへ納品いたします。



ご発注について

- ※受付時間：月～土曜日 9:00～18:00(日・祝日を除く)
- ※13 時以降にご発注頂いた場合は翌営業日扱いとさせていただきます。
- ※繁忙期、データチェック及び作成時に何らかの問題が生じた場合や、お客様と連絡が取れない等の不測の事態が生じた場合には納期が延びる事がございます。
- ※患者さま 1 人につき 1 枚の指示書をご記入下さい。

注意事項

- ※切削材料は、弊社オリジナルのインプレッションディスクをご使用下さい。
- ※インプラントタイプの模型製作には、対応するインプラントシステムのピックアップデバイス (別売り) が必要となります。
- ※本サービスは IOS データから従来法の印象体に相当するデータを作成するサービスです。その後、製作された模型の精度を保証するものではありません。加工機の特性上アンダーカット部等の再現には限界があります。

詳しい製品についてのお問合せ

HARKINDO 株式会社 E-Joint 営業開発部ハークインド
 TEL : 04-2941-2270 HP : <https://www.harkindo.jp>



製造販売元

株式会社 E-Joint
 〒358-0011
 埼玉県入間市下藤沢山ノ神 332 番 127 ホワイトハウス202
 TEL : 04-2964-0818 HP : <https://www.e-joint.co.jp>
 製造販売業許可番号 11B2X10051

